



Prodotto: Magnetoterapia Bassa Frequenza Power Semi-Professionale

Articolo: Adjutor

Rif. Interno: MAGBP

Descrizione

Dispositivo per magnetoterapia a quattro canali che permette di trattare contemporaneamente più parti del corpo oppure due soggetti diversi. Il **Magnum 3500 Pro** viene fornito con una vasta gamma di accessori per ogni esigenza di trattamento.

Funzioni Speciali

Multi user: Permette di identificare utenti diversi e differenziare per ciascuno le funzioni Last 10, Programmi Preferiti e AutoStim. Perfetta per squadre o centri di fisioterapia.

Preferiti: Questa funzione permette di memorizzare i programmi più utilizzati in una memoria dedicata per poterli richiamare più rapidamente.

Last 10: Richiama, già all'accensione, uno degli ultimi 10 trattamenti effettuati dall'utente nei dispositivi dotati di Multi user.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display: A colori, dimensione area visibile 2,6"
- Canali: 4 indipendenti
- Intensità erogabile con diffusori flessibili:
 - ◊ 200 Gauss di media per canale

- ◊ 800 Gauss di media totali (per 4 canali)
- Frequenza: 5-200Hz
- Duty Cycle: 5-50%
- Programmazione libera: Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati per utente
- Funzione 2+2: Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 2 canali ciascuno
- Alimentazione: Rete 220V

DOTAZIONE:

- 1 Valigetta
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO
- 2 Solenoidi flessibili mm 330x110
- 2 Solenoidi soft mm 120x125
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

LISTA PROGRAMMI:

ARTROSI/ARTRITE

- Artrosi ginocchio
- Artrosi cervicale
- Artrite
- Artrosi
- Artrosi mano
- Artrosi anca
- Artrosi spalla
- Artrosi colonna

DOLORE

- Algodistrofia – Morbo di Sudeck
- Mal di schiena
- Dolori articolari

INFIAMMAZIONI

- Antinfiammatorio
- Tendiniti
- Epicondilite
- Epitrocleite
- Tunnel carpale
- Tendinite spalla

ORTOPEDIA

- Post intervento LCA
- Lesione cartilagine

- Protesi ginocchio
- Protesi anca
- Fusione spinale
- Osteotomia

PATOLOGIE OSSEE

- Fratture
- Frattura scafoide
- Frattura polso
- Fratture spalla
- Frattura clavicola
- Frattura avambraccio
- Frattura bacino
- Frattura tibia
- Frattura femore
- Ritardo consolidamento fratture
- Frattura con gesso
- Osteonecrosi
- Osteoporosi
- Pseudoartrosi
- Edemi ossei

TRAUMI / EDEMI / FERITE

- Distorsione caviglia
- Edemi-contusioni
- Ulcere

PROGRAMMI NOTTURNI

- Programma notturno 15Hz
- Programma notturno 50Hz
- Programma notturno 75Hz

PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA