

Prodotto: Sistema di trasferimento Trans'Gliss

Articolo: S8210416 - Scaleo

Rif. Interno: SCLS8210416



Descrizione

Trans'Gliss viene utilizzato per trasferire un paziente tra due superfici orizzontali, anche con notevole differenza di altezza tra le due. Il supporto è radio-trasparente e offre un'ottima scorrevolezza. Compatto, pieghevole e facile da trasportare, da pulire e disinfettare.

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Leggi i nostri consigli su come spostare un paziente nel modo più sicuro utilizzando la cintura, il telo o la [tavoletta di trasferimento per disabili](#).

Dati tecnici

- Misura: 177 x 50 cm, pieghevole
- Peso: 2,7 kg