



Prodotto: Ginocchiera GenuTrain Standard Titan

Articolo: 1104120608000* - Bauerfeind

Dicitura per la prescrizione:

Ginocchiera per lo scarico, la stabilizzazione e l'attivazione del ginocchio

Rif. Interno: BAU1104120608000*

Descrizione

In caso di ginocchio instabile, gonfio o dolente, prova la ginocchiera rotulea GenuTrain: stabilizza l'articolazione, allevia il dolore e favorisce una più rapida mobilizzazione. Indicata in tutti gli stati infiammatori del ginocchio, GenuTrain è efficace sia come forma di protezione, a scopo preventivo, che nel post-trauma.

La ginocchiera GenuTrain dona una **maggiore sicurezza all'articolazione**, favorendo un **processo di recupero funzionale più veloce**. Allevia i dolori e favorisce la mobilità grazie al massaggio a pressione differenziata e all'azione stimolante svolta da specifici punti di pressione. Tutto ciò attiva la muscolatura di stabilizzazione della gamba, migliorandone la coordinazione. Al tempo stesso favorisce il metabolismo e la riduzione del gonfiore, per un processo di guarigione più rapido.

GenuTrain ginocchiera rotulea:

- Fornisce un sostegno sicuro dell'articolazione del ginocchio mediante attivazione muscolare
- Agevola lo scarico della rotula e la riduzione mirata del dolore ai menischi
- Design anatomico tridimensionale per una perfetta vestibilità
- Tessuto compressivo in microfibra traspirante e anti-umidità per un comfort elevato, anche durante l'attività sportiva, con zona extra-comfort in corrispondenza della fossa poplitea

- Facile da indossare e da togliere grazie all'apposito ausilio



- **01 L'ausilio integrato**
agevola le operazioni necessarie a indossare e togliere il tutore
- **02 Morbida zona comfort**
in corrispondenza della fossa poplitea, comoda durante il movimento e l'utilizzo prolungato
- **03 Tessuto a maglia anatomico Train**
per un'efficacia medica ottimale grazie al posizionamento corretto
- **04 Omega+ Pad**
per uno sensibile scarico della rotula e una scomparsa rapida di gonfiori e versamenti
- **05 Le espansioni laterali**
per il menisco massaggiano l'area sensibile della cavità articolare anteriore, alleviando il dolore in modo duraturo
- **06 Gli Hoffa spot**
agiscono sul corpo di Hoffa, un trigger point del dolore, per favorire la stabilizzazione e il processo di autoguarigione

Dati tecnici

Circonferenza superiore - 14 cm sopra il centro della rotula

Circonferenza inferiore - 12 cm sotto il centro della rotula

Taglia	Circonferenza superiore in cm	Circonferenza inferiore in cm
0	35 - 38	25 - 28
1	38 - 41	28 - 31
2	41 - 44	31 - 34
3	44 - 47	34 - 37
4	47 - 50	37 - 40

5	50 - 53	40 - 43
6	53 - 56	43 - 46
7	56 - 59	46 - 49