



Prodotto: Montascale a cingoli Jolly 130 kg

Articolo: Jolly/130 - TGR

Dicitura per la prescrizione:
Montascale a cingoli

Rif. Interno: TGRD5000010

Codice nomenclatore

18.30.12.006

Descrizione

Jolly è un montascale mobile a cingoli, ideato per il superamento delle barriere architettoniche ed è destinato al trasporto di carrozzine pieghevoli di dimensioni e fattura standard. La sagomatura del carter e il basso profilo dei cingoli lo rendono particolarmente indicato per l'inserimento su carrozzine strette. Le ruote necessarie per curvare sui pianerottoli si inseriscono tramite un sistema meccanico a leva. Chiusura accanto al timone con sicura elettromeccanica.

La sua divisione in due parti, cingoli e timone, ne consente il trasporto in auto.

- Caricabatterie integrato.

Accessori e aggiuntivi

- Pattini per carrozzine con ruote da 300 mm
- Pattini per carrozzine con ruote da 500 mm o superleggere con pedana fissa arretrata
- Agganci allo schienale allungati per schienali con tubo traverso o posturali
- Kit per aggancio carrozzina basculante Netti

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Oltre a questa sedia per doccia per disabili, nel nostro shop online, trovi una serie di ausili pensata per rendere migliore possibile la vita delle persone con disabilità motorie. Puoi trovare, per esempio, [sedie per scale](#), [sedie comode wc per anziani e disabili](#), [assi, sgabelli e sedie per vasca da bagno girevoli](#), [sedie da mare e da spiaggia](#) e [sedie pesapersone](#).

Dati tecnici

Portata	Kg 130
Autonomia di salita	50 piani con massimo peso trasportabile
Inclinazione superabile	fino a 35° pari al 70% di pendenza
Altezza massima del gradino	cm18