

Prodotto: Calzatura postoperatoria Mini-IN PO800

Articolo: PO800 - Podartis

Rif. Interno: PODPO800



Descrizione

La scarpa post operatoria Mini-IN si presenta innanzitutto con un look totalmente nuovo per una calzatura post chirurgia, a livello estetico è la prima ed **unica al mondo ad essere simile ad una scarpa sneaker**. Nello specifico, la tomaia è realizzata con i medesimi materiali della scarpa gemella di accompagnamento “**Activity One Velcro**” e la suola ha il suo stesso design, tutto ciò per dare l’idea di portare al piede operato e a quello sano la stessa scarpa.

PRINCIPALI PROBLEMI RISOLTI

Dismetria: la “Leg Length Discrepancy” è la condizione in cui l’arto del piede operato, a causa dell’utilizzo di una scarpa di scarico, si presenta molto più lungo rispetto alla gamba opposta, con conseguenti problemi non solo di instabilità ma soprattutto posturali, causa di dolori e scompensi anche alla colonna vertebrale. **Mini-IN riduce sensibilmente la dismetria** insieme all’utilizzo della controlaterale sneaker Activity.

Estetica: l’utilizzo di una classica scarpa post operatoria non solo obbliga il paziente ad usare scarpe differenti tra i piedi, ma soprattutto lo obbliga ad usare scarpe esteticamente non gradevoli.

Stabilizzazione del calcagno: quasi tutte le scarpe post chirurgia del piede sul mercato non bloccano a sufficienza il tallone, a causa di ciò, durante la fase di contatto e mid stance il tallone tende a ruotare, portando in valgismo

l'avampiede, compromettendo il decorso post chirurgico dell'alluce valgo e aumentando il rischio di recidive.

Leggerezza e stabilità: la nuova suola biomeccanica del Mini-IN è frutto della ricerca Podartis insieme al Laboratorio del Movimento dell'Università di Bologna ed alla Prof.ssa Lisa Berti. Oltre a facilitare la deambulazione, la suola scarica significativamente le pressioni sull'avampiede operato. La costruzione in EVA la rende super leggera e l'aggiunta di inserti in gomma antiscivolo ne migliorano la stabilità.

Taglie: ogni scarpa copre due taglie, abbinare come di seguito: 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Scopri anche le altre [scarpe ortopediche post operatorie Podartis](#) oppure [i sandali e le scarpe per diabetici Podartis](#) in vendita nel nostro negozio online.

Crema, spray o polvere: [quale deodorante per piedi scegliere?](#) Come fare la scelta giusta?

Dati tecnici

- Suola biomeccanica high-tech rigida in EVA.
- Super leggera.
- Tomaia in nylon imbottita supersoft.
- Tomaia seamless: foderata senza evidenti cuciture nei punti di sfregamento.
- Tacco: 24 mm – 21 mm sotto le teste metatarsali.
- Chiusura in velcro e apertura totale.
- Calzata agevolata.
- Ambidestro.

Gradi di rischio

- Fase acuta