



Prodotto: Collare cervicale universale Eclipse O304

Articolo: TO0304 - Tenortho

Dicitura per la prescrizione:
Collare cervicale

Rif. Interno: TENTO0304

Descrizione

Struttura rigida in materiale polimerico leggerissimo. Rivestimento in soft foam in grado di ridurre al minimo la pressione e aumentare il comfort del paziente. Regolazione semplice e precisa, traspirante. Chiusure laterali che permettono la regolazione dell'ortesi.

Casi d'uso:

- sla
- fratture cervicali
- patologie neurologiche
- distorsioni della colonna cervicale (colpo di frusta)
- torcicollo
- discopatie
- cedimenti da metastasi artrosi cervicale
- crisi vertiginose di origine cervicale
- post -operatorio
- utile in caso di tracheotomia

Indicazioni per l'imbottitura:

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.

Non mettere in asciugatrice

Non stirare

La parte semi-rigida può essere pulita con un panno umido.

Dati tecnici

MISURE: Universale