



Prodotto: Talloniera in silicone adesiva antidecubito
- Trucare

Articolo: TRF-1002 - Adjutor

Rif. Interno: TRUTRF-1002

Descrizione

Gomitiera antidecubito da applicare direttamente sul gomito del paziente. Riutilizzabile senza che il prodotto perda la sua aderenza. Trova applicazione anche per utenti costretti sulle sedie a rotelle che trovano scomoda la posizione di appoggio del gomito sui braccioli della carrozzina.

La **combinazione di silicone e adesivi compatibili con la pelle** offre al paziente eccellenti livelli di protezione e comfort.

Caratteristiche:

- Protegge il gomito dallo sviluppo di piaghe da decubito
- Prodotto indossabile per un massimo di 5 ore
- Il prodotto è per uso singolo. Può essere riutilizzato più volte purché venga pulito tra un uso e l'altro.

Caratteristiche tecniche:

- **Modello:** Adulto
- **Dimensioni:** 198mm x 106mm x 5mm
- **Materiale:** Silicone

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Scopri l'importanza di acquistare una [talloniera antidecubito](#)

[minsan in fibra cava siliconata](#). Noi di Pianeta Ortopedia Ausili, infatti, selezioniamo per te solo ausili certificati per consentirti acquisti sicuri.