



Prodotto: Asse di trasferimento Easyglide 5050

Articolo: Easyglide 5050 - Medimec

Rif. Interno: MEMH5050

Descrizione

L'asse EasyGlide semplifica il trasferimento di utenti in posizione seduta tra sedie a rotelle, letti, toilette, sedili di autovetture ed altri tipi di sedute. È particolarmente indicata per colmare differenze di altezza e brevi distanze di trasferimento. Gli angoli arrotondati e la superficie superiore liscia ed a basso attrito semplificano considerevolmente il trasferimento e permettono di posizionare e rimuovere facilmente l'asse. Il doppio nastro antiscivolo sul lato inferiore impedisce all'asse di scivolare sulla superficie sottostante durante il trasferimento. La superficie è articolabile longitudinalmente in 3 parti per adattarsi al meglio.

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Leggi i nostri consigli su come spostare un paziente nel modo più sicuro utilizzando la cintura, il telo o la [tavoletta di trasferimento per disabili](#).

Dati tecnici

Lunghezza	mm	750
Larghezza	mm	330
Spessore	mm	6
Portata massima	Kg	135

