



Prodotto: Cuscino semi-fowler XL 01470

Articolo: Chinesport

Rif. Interno: CUSC00106

Descrizione

Cuscino usato per la profilassi antidecubito degli arti inferiori.

Viene appoggiato sotto le cosce del paziente con il divaricatore tra le ginocchia. Per favorire un posizionamento più comodo si consiglia l'abbinamento con il cuscino (cod. 01472 o cod. 01468) da posizionarsi sotto i talloni del paziente per lo scarico di pressione.

Rivestimento bi-elastico in tessuto poliuretano 185g/m² con imbottiture di micro-particelle di polistirene.

Lavabile con panno morbido e detergente non aggressivo.

Fornito con fodera supplementare bi-elastica in poliuretano.

Il cuscino SEMI-FOWLER risponde alle necessità di posizionamento durante le diverse fasi del nursing ed è stato studiato per essere adatto alle differenti morfologie dei pazienti durante l'esecuzione di un protocollo per la prevenzione al decubito.

DIMENSIONI: cm 70x56x15h

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Non sai quale [cuscino di posizionamento o posturale](#) scegliere? Leggi la nostra guida e confronta i diversi modelli che abbiamo selezionato per te. Per il letto o per la sedia, per l'ufficio o per l'auto, per le gambe o per la schiena: scopri tutte le nostre soluzioni.

