



Prodotto: Calzini circolazione WAT Grigio
Incrediwear EYWE50X

Articolo: E50X - Incrediwear

Rif. Interno: EYWE50X

Descrizione

I calzini circolazione WAT Incrediwear riducono il gonfiore, alleviano il dolore per chi soffre di problemi alla circolazione, dando gli stessi benefici dei cambaletti a compressione graduata senza andare a comprimere.

Per ottenere i migliori risultati, indossare la cavigliera per alleviare i sintomi associati a:

- Neuropatie
- Fasciti plantari
- Problemi vascolari
- Piedi freddi

MISURE:

Basate sulla taglia delle scarpe.

S - 36-39

M - 39-42

L - 42 - 46

SPECIFICHE:

La miscela di tessuto esclusiva Incrediwear è incorporata con elementi semiconduttori per fornire comfort senza sforzo e durata eccezionale:

- Aumenta il flusso sanguigno
- Accelera il recupero

- Allevia il dolore
- Riduce il gonfiore
- Tessuto traspirante e traspirante
- Tessuto aderente
- Design a trama 3D per un'applicazione strategica
- Realizzato con una miscela di:
 - 36% Cotone
 - 26% Nylon
 - 34% Poliestere
 - 4% Spandex

LAVAGGIO E CURA

I calzini Incrediwear sono facili da pulire. Lavare a caldo o a freddo con un ciclo delicato, stendere ad asciugare. Non candeggiare, stirare o lavare a secco