



Prodotto: Cavigliera Bivalva pneumatica AirLoc

Articolo: 12013032050000 - Bauerfeind

Rif. Interno: BAU12013032050000

Descrizione

AirLoc è un **tutore rigido bivalva per distorsioni importanti della caviglia, dal design anatomico e regolabile** grazie ai cuscinetti d'aria integrati. A seguito di lesioni acute dei legamenti capsulari associate ad un gonfiore importante, AirLoc **stabilizza la caviglia**, garantendo il massimo comfort anche in movimento. AirLoc è costituito da due gusci in materiale plastico rivestiti internamente in microfibra traspirante, collegati tra loro da una base elastica. I gusci sono dotati di un sistema di cuscinetti ad aria gonfiabili tramite un'apposita pompetta, per assicurare il **perfetto adattamento del tutore ad ogni stato di gonfiore della caviglia**.

AirLoc tutore bivalva per caviglia:

- Efficace da indossare con le calzature
- Design anatomico
- Confortevole da indossare e adattabile alla terapia grazie ai cuscinetti ad aria regolabili

Protezione per l'articolazione tibio-tarsica in fase di guarigione

Dopo una lesione relativamente recente o nel periodo successivo a un intervento chirurgico, la caviglia ha un particolare bisogno di supporto. AirLoc stabilizza la caviglia con due gusci anatomici in materiale plastico, ampiamente imbottiti al loro interno. Questi gusci sono collegati in modo elastico l'uno all'altro al di sotto del tallone e vengono fissati

mediante due cinghie in velcro che racchiudono la caviglia e la parte inferiore della gamba.

Per garantire che il tutore stabilizzante si adatti perfettamente alla larghezza del piede e al gonfiore della caviglia, è presente un ulteriore cuscinetto d'aria. Il morbido cuscinetto può essere regolato con la pompa integrata e la valvola di sfogo: di conseguenza la forma del tutore si adegua al processo di guarigione. AirLoc è comunque discreto sotto i vestiti e si adatta perfettamente a diversi tipi di calzature. Questo ortesi stabilizzante in taglia universale può essere indossato sul piede destro e su quello sinistro.

Tornare in forma più rapidamente

Indossando AirLoc con una scarpa chiusa, la caviglia risulta protetta da nuove torsioni grazie all'azione delle stecche in plastica. Grazie al posizionamento perfetto, il tutore stabilizzante per la caviglia assicura un'elevata superficie di contatto con un influsso positivo sulla motricità sensoriale: ciò permette un migliore controllo della muscolatura, che consente al piede di stabilizzarsi utilizzando le proprie forze. AirLoc ti garantisce la sicurezza necessaria per muoverti in modo corretto e senza paura malgrado l'infortunio, per tornare così alla tua vita quotidiana. Per una guarigione ottimale vale sempre la regola fondamentale: il movimento è salute.

Indicazioni

- Lesioni acute dei legamenti capsulari dell'articolazione tibio-tarsica
- Instabilità croniche dei legamenti □
- Riabilitazione post-operatoria
- Profilassi di recidive

TAGLIA UNICA AMBIDESTRA

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Scopri anche quale tipo di [cavigliera per distorsioni Bauerfeind](#) ti consigliamo, oppure quali [cavigliere ortopediche Djo](#) scegliere. Su Pianeta Ortopedia Ausili trovi anche tutti i migliori [tutori caviglia e piede Ottobock](#).