



Prodotto: Immobilizzatore steccato primo dito sinistro Dual Lock Rhizo DUA-500

Articolo: DUA-500SX - F.G.P.

Rif. Interno: FGPDUA-500SX

Descrizione

STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto Sensitive® Fabrics
- materiale esterno in vellutino grippante per una totale adattabilità

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice

INDICAZIONI

Tutore destinato all'immobilizzazione meccanica del primo dito in posizione neutra.

Utile, ad esempio, nei casi di:

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

MISURE

Misure (DX/SX)

Taglie

1°

Ø Polso

13–17 cm



2°

18–23 cm

ALTEZZA

14,5 cm