



Prodotto: Tutore WAT Gomito Grigio Incrediwear G701X

Articolo: G701X - Incrediwear

Rif. Interno: EYWG701X

Descrizione

Il tutore gomito WAT Incrediwear riduce il gonfiore, allevia il dolore e fa recuperare mobilità per coloro che soffrono di condizioni o traumi legati al gomito.

Per ottenere i migliori risultati, indossare la gomitiera per alleviare i sintomi associati a:

- Distorsioni
- Tendiniti
- Borsiti
- Infortuni ai legamenti

MISURE:

Basate sulla circonferenza del bicipite

S/M - 23-28

M - 28-36

L - 36-51

SPECIFICHE:

La miscela di tessuto esclusiva Incrediwear è incorporata con elementi semiconduttori per fornire comfort senza sforzo e durata eccezionale:

- Aumenta il flusso sanguigno
- Accelera il recupero
- Allevia il dolore

- Riduce il gonfiore
- Tessuto traspirante e traspirante
- Tessuto aderente
- Design a trama 3D per un'applicazione strategica
- Realizzato con una miscela di:
 - 27% Cotone
 - 32% Nylon
 - 34% Poliestere
 - 7% Spandex

LAVAGGIO E CURA

Il tutore gomito Incrediwear è facile da pulire. Lavare a caldo o a freddo con un ciclo delicato, stendere ad asciugare. Non candeggiare, stirare o lavare a secco