



Prodotto: Pressoterapia PressCare G 200M - 1
Bracciale

Articolo: G5410 - Globus

Rif. Interno: GLBG5410

Descrizione

Questo modello dispone di due sequenze di gonfiaggio ed è particolarmente indicato per coloro che utilizzano il dispositivo per alleviare gonfiori e stanchezza agli arti o per ridurre la ritenzione idrica. Anche con questo modello sono previste diverse configurazioni di vendita e sarà possibile combinare fino a tre accessori contemporaneamente in modo da trattare, per esempio, entrambe le gambe e la zona addominale. **Si raccomanda di consultare il medico prima dell'utilizzo.**

- MODE A: la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più prossimale.
- MODE B: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte

BRACCIALE - TAGLIA UNICA (A) cm 84 - (B) cm 63 (C)
CIRCONFERENZA SPALLA cm 43 con ESTENSIONE cm 53 (D)
CIRCONFERENZA POLSO cm 31 con ESTENSIONE cm 36

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Prova il massaggio che rigenera della [macchina per pressoterapia professionale Globus a casa tua](#) e scopri come ridonare sollievo alle tue gambe.

Dati tecnici

Uscite 2

Programmi 2

Pressione 0-180 mmHg \pm 10%

Timer fino a 99 minuti

Alimentazione a rete 230 V AC, 50 Hz

Dimensioni 185x180x230 mm

Peso 3 Kg