



**Prodotto:** Tutore a stivaletto rigido articolato Walker ROM PR4-600

**Articolo:** PR4-600 - Ro+Ten

**Rif. Interno:** ROTPR4600

## Descrizione

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini per la chiusura a velcro
- Aste montanti con velcro per la presa all'imbottitura
- Rivestimento dello stivaletto in soffice gommaschiuma bifoderata con nylon garzato per la presa a velcro
- Rivestimento imbottito lavabile

Indicazioni:

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di caviglia di III grado
- Recupero post chirurgico fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia, tendine di Achille
- Recupero deambulazione in ritardi di consolidazione delle frature tibia
- Piede di Charcot

Misura scarpa	Taglia
36/39	S
39/44	M
44/47	L

Flessione plantare: 0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°

Flessione dorsale: 0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°

Ambidestro