



**Prodotto:** Tutore postoperatorio per lo scarico del calcagno Body Armor Heel Reliever

**Articolo:** TD-HEELRELIEVER - Optima Molliter

**Rif. Interno:** MOLTD-HEELRELIEVER

## Descrizione

**Soluzione preventiva o curativa per lo scarico del calcagno durante il decubito o nelle fasi post-operatorie.**

### INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Tutore gamba-piede alto con apertura per prevenire e gestire ulcere da pressione al tallone, per la sindrome del piede diabetico o decubito e per la gestione della ferita post-amputazione dell'avampiede. Gestione della ferita post-amputazione dell'avampiede. Gestione delle fasi post-operatorie al tendine.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzato in morbida schiuma espansa traspirante senza presenza di lattice, liscia a contatto con il piede, scarica efficacemente la pressione dal tallone prevenendo piaghe ed ulcere. Foedera esterna liscia anti attrito che permette il libero movimento della gamba nel letto senza compromettere la sospensione del tallone. □Lavabile in lavatrice nell'apposito sacchetto, sterilizzabile in autoclave.

### TAGLIA UNICA

### DOTAZIONE

- N° 1 cuneo antirotazione;

- N° 1 cuscinetto avampiede;
- N° 1 cuscinetto EXTRA;
- N° 1 sacchetto in tessuto per lavaggio in lavatrice/autoclave.