



**Prodotto:** Pressoterapia PressCare G 300M - 2  
 Gambali + Fascia Addominale

**Articolo:** G54XX - Globus

**Rif. Interno:** GLBG54XX

## Descrizione

E' il modello top di gamma in quanto dispone di tre sequenze di gonfiaggio tra cui il programma sequenziale. Questo programma prevede il gonfiaggio della prima camera del manicotto e poi successivamente delle altre, fino ad arrivare alla compressione completa di tutto l'arto. Questa tipologia di sequenza è particolarmente consigliata dai medici per coloro che soffrono di edemi e linfedemi. Il modello G-300 è disponibile in diverse configurazioni a seconda di quali e quanti accessori si vogliono utilizzare. La lista completa delle configurazioni è disponibile nella scheda tecnica. ***Si raccomanda di consultare il medico prima dell'utilizzo.***

- **MODE A:** la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più prossimale.
- **MODE B:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.
- **MODE C:** la sequenza del programma effettua la pressione partendo dal piede e mantenendo gonfie le camere precedenti fino a gonfiare l'intera parte (gamba, braccio o addome).

### Guida alla scelta del Gambale:

**GAMBALI TAGLIA "S"** (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 72 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 60 con ESTENSIONE cm 70 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 37 con

ESTENSIONE cm 42

**GAMBALI TAGLIA "M"** (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 82 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 67 con ESTENSIONE cm 77 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 37 con ESTENSIONE cm 42

**GAMBALI TAGLIA "L"** (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 92 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 74 con ESTENSIONE cm 84 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 40 con ESTENSIONE cm 45

**FASCIA ADDOMINALE - TAGLIA UNICA** (A) cm 133 - (B) cm 38 CIRCONFERENZA ADDOME da cm 82 a cm 114

### Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Prova il massaggio che rigenera della [macchina per pressoterapia professionale Globus a casa tua](#) e scopri come ridonare sollievo alle tue gambe.

### Dati tecnici

---

Uscite 2

Programmi 3

Pressione 0-180 mmHg  $\pm$ 10%

Timer fino a 99 minuti

Alimentazione a rete 230 V AC, 50 Hz

Dimensioni 185x180x230 mm

Peso 3 Kg