



**Prodotto:** Ginocchiera postoperatoria articolata  
Go-Up Open PR3-G1043

**Articolo:** PR3-G1043 - Ro+Ten

**Rif. Interno:** ROTPR3G1043

## Descrizione

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato.

- Valve passacchingie con sistema autoagganciante strutturale
- Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente
  - ◊ Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
  - ◊ Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
  - ◊ Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba

Indicazioni:

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato

estensore)

- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti

---

| Lunghezza arto inguine-caviglia (cm) | Taglia  |
|--------------------------------------|---------|
| < 81                                 | Regular |
| > 81                                 | Long    |

Ambidestro