



Prodotto: Tutore per lussazione acromion-claveare
Acromion 2.0 sinistro PR2-S1063

Articolo: PR2-S1063 SX - Ro+Ten

Rif. Interno: ROTPR2S1063S

Descrizione

- Sistema di cinghie e tiranti concepito per spingere la clavicola verso il basso e l'omero verso l'alto e riallineare acromion e clavicola (esclusivo)
- Patella clavicolare anatomica, flessibile con imbottitura in polietilene espanso, con snodi rotanti
- Tiranti anteriori a tensionamento costante e pre-regolato
- Tasca gomito regolabile e confortevole con imbottitura in polietilene espanso
- Cinturone toracico e cinghie in velour tagliabili a misura

Indicazioni:

- Trattamento conservativo per la stabilizzazione dell'articolazione acromion-claveare dopo lussazione traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico)
- Trattamento conservativo dopo frattura dell'estremo distale della clavicola

Misura unica

Scopri di più su [Pianeta Ortopedia Ausili](#)

Scopri gli altri [tutori a cuscino Roten per l'abduzione della spalla ai migliori prezzi online](#) oppure visita la pagina web che abbiamo dedicato agli [immobilizzatori per clavicola e raddrizza spalle ortopedici Orthoteh](#).

Ti vogliamo segnalare le caratteristiche e i vantaggi di un [tutore spalla per chi fa attività sportiva](#) per aiutarti a scegliere il miglior tutore per te.