



**Prodotto:** Guanti per trattamento traumi a campi magnetici SPY330

**Articolo:** SPY330 - Spikenergy

**Rif. Interno:** INNSPY330

## Descrizione

---

**ADERENZA** - Il guanto Spikenergy aderisce perfettamente alla forma della mano permettendo la massima libertà di movimento. Ideale anche per essere indossato sotto i guanti di gomma da lavoro o sotto altri guanti come quelli in lana per proteggere le mani dal freddo.

**MASSIMO COMFORT** - L'utilizzo di filati altamente tecnologici lo rendono morbido al contatto con la pelle e resistente. Ideale per essere indossato anche per molte ore.

**UN ALLEATO CONTRO IL DOLORE** - Il guanto Spikenergy è indicato per il trattamento di traumi e infiammazioni osteoarticolari quali forme artritiche e artrosiche delle mani e delle affezioni del tunnel carpale.

**MODALITÀ D'USO** - Portato per almeno 6/9 ore al giorno contribuisce ad alleviare l'affaticamento e il dolore.

**AUTORIZZAZIONE** - Autorizzazione del Ministero della Salute ottenuta per il Dispositivo medico 330 ai sensi dell'art. 21 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Attuazione della direttiva 93/4/CEE concernente i dispositivi medici.

## Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Statica, a bassa frequenza o ad alta frequenza pulsata: [quale tipologia di magnetoterapia scegliere da fare a casa.](#)

Valutiamolo insieme.

## Dati tecnici

---

	S/M	L/XL
MISURA	6 1/2 - 8	8 -10