



Prodotto: Immobilizzatore di clavicola pediatrico RDS-100K

Articolo: RDS-100K - F.G.P.

Rif. Interno: FGPRDS-100K

Descrizione

Bendaggio a 8 per una sicura stabilizzazione della clavicola e della spalla. La spinta posteriore in morbido materiale e le fasce regolabili in velcro lo rendono facile da indossare e confortevole.

Indicazioni:

- Trattamento conservativo delle fratture composte e scomposte di clavicola
- Terapia conservativa di fratture traumatiche di clavicola
- Traumatismi acromio clavari

Da 3 a 5 anni: taglia 1°

Da 5 a 8 anni: taglia 2°

Da 8 a 12 anni: taglia 3°