



Prodotto: Kit antidecubito a ciclo alternato PiumaUp (materasso a bolle e compressore) LAD462

Articolo: LAD462 - Moretti

Rif. Interno: MORLAD462

Descrizione

Il PIUMA-UP è consigliato per la prevenzione ed il **trattamento delle piaghe da decubito di I stadio**, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari.

L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente **un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti**, prevenendo la formazione di ulcere da decubito.

Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di **altezza 7cm**, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti.

Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci in metallo plastificato permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Scopri la nostra selezione dei migliori [materassi antidecubito Moretti](#).

Dati tecnici

Specifiche tecniche del compressore (LAR242)

- Alimentazione: **220V / 50-60 Hz**
- Pressione erogata: **40-100 mmHg**

- Cavo alimentazione: **2 m**
- Uscita d'aria: **6-7 l/mn**
- Tempo di un ciclo: **6 min.**
- Rumorosità: **32-34 dB**
- Dimensioni: **L:27 x P:13 x H:10,5 cm**
- Peso: **1,1 kg**

Specifiche tecniche del materasso (LAR052)

- Dimensione senza risvolti in funzione: **L:2000 x P:900 x H:76 mm**
- Materiale: **PVC medicale**
- Spessore del singolo strato: **0,32 mm**
- Spessore totale materiale: **0,70 mm**
- Altezza cella gonfiata: **7,6 cm**
- Numero celle **130**
- Portata: **135 kg**
- Peso: **2,3 kg**