



**Prodotto:** Cinghia pelvica a mutanda con chiusura magnetica

**Articolo:** 701 - Alboland

**Dicitura per la prescrizione:**  
Tirante pelvico a mutanda per carrozzina

**Rif. Interno:** ALB701

## Descrizione

---

Consente a pazienti costretti su carrozzella o poltrona di mantenere una postura del tronco eretta, evitando che scivolino in avanti.

In cotone al 100%, non irrita a contatto con la pelle.  
La forma anatomica si adatta perfettamente alla figura del paziente.

Fibbie a doppio serraggio.

A richiesta con **chiusura ad occhiello** (Cod. 701 OCC)

Per il modello con chiusura a occhiello sono necessari (acquistabili separatamente):

- 1 [bottono \(Cod. 690M\)](#)
- 1 [chiave magnetica di sicurezza \(Cod. 691M\)](#)

forniti a parte.

Disponibile, a richiesta, con **fibbia a doppia regolazione**.

## CONSIGLI DI UTILIZZO

L'imbragatura deve essere fissata alla carrozzella agganciando posteriormente le fibbie in plastica di cui sono muniti i tiranti dopo avere fatto passare queste ultime attraverso le anelle di acciaio situate sul davanti.

## MATERIALI UTILIZZATI

100% Cotone

### Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

In caso di prescrizione medica, ecco le [cinture di contenzione](#) e i relativi accessori che puoi acquistare all'interno del nostro shop online.

### Dati tecnici

---

#### Misura unica regolabile

	Altezza	Lunghezza	Larghezza
Fibbie	3,5 cm	300 cm	
Cintura	5 cm		
Mutanda		100 cm	42 cm